

CRIO  
CUM  
CRIOLIPOREDUCCIÓN



The cold that makes  
you slim



Σμίλευση σώματος με τεχνολογία ψύξης.

TERMO SALUD | MEDICAL  
& ESTHETIC

## Ενδείξεις

Το CRIOCUUM είναι μία μη επεμβατική θεραπεία για την εξάλειψη του τοπικού πάχους μέσω της επιλεκτικής ψύξης του λιπώδους ιστού.



Γυναίκες & Άνδρες



IMC 20-29




## Πλεονεκτήματα

- ✓ Αποτελεσματικό
- ✓ Ανώδυνο και μη επεμβατικό
- ✓ Κατάλληλο για όλο το σώμα

# Κρυολιποαναρρόφηση

Εφαρμογή ψύχους σε πτυχές του δέρματος για σύντομο χρονικό διάστημα Cold (max. 60 min).

Επιλεκτική βιολογική απόπτωση των λιποκυττάρων.



**BODY CONTOURING**  
with COOLING TECHNOLOGY



## Πως λειτουργεί;

### ΦΑΣΗ 1

#### Ψύξη

Τοποθετούμε την κεφαλή στην περιοχή που θέλουμε να κάνουμε τη θεραπεία και ξεκινάμε την κρυολιπόλυση.



### ΦΑΣΗ 2

#### Άμεση ανταπόκριση



Η μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται τη αυξημένη ευαισθησία των λιποκυττάρων στην στοχευμένη ψύξη.



### ΦΑΣΗ 3

#### Φυσική καταστροφή


Η θεραπεία οδηγεί σε κυτταρική απόπτωση, τη βιολογική καταστροφή τους, με φυσική διαδικασία.



### ΦΑΣΗ 4

#### Αποτελέσματα

Ένα δραστικό, τελικό αποτέλεσμα θα γίνει ορατό μετά από 8 έως 12 εβδομάδες.





**BODY CONTOURING**  
with COOLING TECHNOLOGY

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΨΥΞΗ  
απόπτωση λιποκυττάρων

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ


**CRIO  
CUM**  
CRIOLIPORREDUCCIÓN

# Πως λειτουργεί;




# Απόπτωση Κυττάρων

- ✓ Εφαρμόζονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο δέρμα ( $-5^{\circ}\text{C}$  γ  $-10^{\circ}\text{C}$ ) προκαλώντας την κρυσταλοποίηση των λιπιδίων μέσα στα κύτταρα.
- ✓ Κάποια από τα λιπώδη κύτταρα θα καταστραφούν, λόγω της βλάβης που προκαλείται στη μεμβράνη τους.
- ✓ Άλλα θα υποβληθούν σε **απόπτωση (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος)**.
- ✓ Είναι ένας **οριστικός τρόπος εξάλειψης** των λιποκυττάρων.




- 5°C

- 10°C



# Που πάει το λίπος;

Τα μακροφάγα φτάνουν στην περιοχή που γίνεται η θεραπεία και τρώνε τα αποπτωτικά κύτταρα.



- Λεμφική Ροή
- Ροή Αίματος
- Ηπατικός Μεταβολισμός
- Αποβολή/Απέκκριση

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


0 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΛΙΠΟΥΣ

30 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΛΙΠΑΡΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ  
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ


90 ΗΜΕΡΕΣ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΣΕ  
12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ



0  
days



30  
days



90  
days



BENEFICIOS

Eliminación de la grasa localizada  
Efectivo y seguro  
Sin dolor  
Sin tiempo de recuperación  
Sin efectos secundarios  
Cada sesión de tratamiento requiere un mínimo de 2 sesiones.



## Ορατά Αποτελέσματα

- ✓ Μείωση του τοπικού λίπους κατά 45% στη περιοχή που θα εφαρμοστεί η θεραπεία.
- ✓ Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος κατά 74%.
- ✓ Ικανοποίηση:
  - μείωση του λιπώδους ιστού
  - βελτιωμένη όψη του δέρματος
  - βελτιωμένος τόνος του δέρματος

REDUCCIÓN  
DE LA GRASA  
hasta en un

**45%**

AUMENTO DE LA  
ELASTICIDAD DE LA PIEL  
hasta en un

**74%**

RESULTADOS  
CLÍNICAMENTE  
PROBADOS

## Λειτουργικότητα και ακρίβεια

- Ασφαλές και εύκολο στη χρήση
- Χωρίς χέρια
- **Αυτόματη ρύθμιση της αναρρόφησης**
- Έλεγχος θερμοκρασίας – πολύ σταθερή  
5 α -10° C
- Λογισμικό



# Ευελιξία



Application on double chin, arms, internal side of the knee and sub scapula



Application on abdomen area, under buttocks and back, internal side of the knee and arms



Application on upper and lower abdomen under buttocks and hips



Application on waist and hips, under buttocks, outer thighs, sides and sub scapula

**CRIOCUUM μεγάλη κεφαλή**  
Κατάλληλο για μετρήσεις του λιπώδους ιστού μεγαλύτερου από 35mm.

**CRIOCUUM μικρή κεφαλή**  
Κατάλληλο για μετρήσεις του λιπώδους ιστού μικρότερου από 35mm.

**CRIOCUUM κεφαλή για καμπύλες**  
Κατάλληλο για περιοχές με καμπύλες και μετρήσεις λιπώδους ιστού μικρότερου από 35mm.

**CRIOCUUM μίνι κεφαλή**  
Κατάλληλο για μετρήσεις του λιπώδους ιστού μικρότερου από 35mm και ειδικά σχεδιασμένο για μικρές περιοχές.



**2**

θεραπίες  
σε σύγκριση  
μεταξύ τους

## CRIOCUUM + VMAT

Τα αποτελέσματα του **CRIOCUUM** μπορούν να ενισχυθούν χρησιμοποιώντας το **VMAT**

Λεμφική αποστράγγιση και ελαστικότητα του δέρματος.

Μειώνει το χρόνο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων (15 ημέρες)



FAT  
REDUCTION  
up to

**45%**

INCREASE  
of a

**74%**

of  
SKIN ELASTICITY

### CRYOLIPOREDUCTION RESULTS

FATTY TISSUE	1 <sup>st</sup> session/45 days	2 <sup>nd</sup> session /90 days	3 <sup>rd</sup> session /35 days
10 mm	-3 mm	-	-
20 mm	-6 mm	-10 mm	-
30 mm	-6 mm	-10 mm	-14 mm

CLINICALLY  
PROVEN  
RESULTS





ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

DERMACON ΕΠΕ: Δεελφών 5 & Κηφισίας 15233 Αθήνα, Τ. 210 6777540, F. 210 6745201, S. [www.dermacon.gr](http://www.dermacon.gr), E. [dermacon@dermacon.gr](mailto:dermacon@dermacon.gr)