



VMATPRO
Shockwave for dermocorrection

Reinvents the therapy

SHOCKWAVE



TERMO SALUD | MEDICAL
& ESTHETIC



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VMATPRO?

Το VMAT PRO είναι ένα συνδυαστικό θεραπευτικό σύστημα **ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ + ΔΟΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ** για την καταπολέμηση της **κυτταρίτιδας** και τη βελτίωση της **σφριγηλότητας** του δέρματος, μέσω μίας ανώδυνης, μη- επεμβατικής και αποτελεσματικής μεθόδου θεραπείας. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε θεραπείες της κοιλιάς, των μπράτσων, των μηρών, των γλουτών αλλά και του προσώπου.

- ✓ ShockWaves (=Acoustic Waves):
Ακουστικά κύματα
- ✓ Vibrational Waves:
Δονητικά κύματα





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ VMA PRO

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Μέγιστα αποτελέσματα
- Ορατά από την πρώτη συνεδρία

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

- Αντιμετώπιση Κυτταρίτιδας (βαθμός I, II, III)
- Σύσφιξη ιστού
- Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος
- Μείωση του λιπώδους ιστού

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Μη επεμβατική και ανώδυνη θεραπεία

ΥΨΗΛΟ ΚΕΡΔΟΣ

- Εφαρμογές 4 διαφορετικών θεραπειών στον ίδιο πελάτη
- Εφαρμογές τόσο για το σώμα όσο και για το πρόσωπο





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ VMATPRO

Το **VMAT PRO** για τις **θεραπείες σώματος**, ενεργεί με ακρίβεια και ασφάλεια για:

- ✓ Μείωση της κυτταρίτιδας
 - ✓ Σύσφιξη των ιστών
 - ✓ Λιπόλυση
- βελτιώνοντας παράλληλα την όψη και τη ελαστικότητα του δέρματος


VMAT PRO για **θεραπείες αντιγήρανση**. Τα κρουστικά κύματα καταπολεμούν τα πιο εμφανή σημάδια γήρανσης του προσώπου. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη θεραπεία της:

- ✓ Πυκνότητας & ελαστικότητας
- ✓ Βελτίωσης της μικροκυκλοφορίας
- ✓ Μείωση των ρυτίδων





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ




ΤΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
“SYSTEM RESTART”



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ




Υγιές Δέρμα

Κυτταρίτιδα

ΤΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΙΝΩΔΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ





ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ VMA

- Εμφανή εξογκώματα
- Φλοιός πορτοκαλιού
- Μειωμένη ροή αίματος
- Ανομοιόμορφη υφή δέρματος

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ VMA

- Νεοαγγειοποίηση
Αυξημένη ροή αίματος
- Ο σχηματισμός των ινών διεγείρεται
Κολλαγόνο και Ελαστίνη
- Αυξημένη κυτταρική μεμβράνη
- Σπάσιμο των ινωδών τοιχωμάτων



ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ VMA


- Το δέρμα γίνεται πιο σφιχτό
- Το δέρμα ανακτά τη φυσική του ελαστικότητα
- Η υφή του δέρματος βελτιώνεται



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ HP-AT

ΡΑΔΙΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Η κεφαλή **HP-AT** του **VMAT PRO** παράγει ακουστικά κύματα που μεταδίδονται ακτινικά στον ιστό. Το αποτέλεσμα των κρουστικών κυμάτων περιλαμβάνει:





ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



VAT120
Ø 20 mm



VAT215
Ø 15 mm
Fibrotic Cellulite

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ



VAT220
Ø 20 mm

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ



VAT135
Ø 35 mm

ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ



VAT315
Ø 15 mm

ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ



ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ HP-V

ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Η κεφαλή **VMATPRO HP-V** παράγει **(pneumatically generated oscillating)** παλμούς που προκαλούν μία δόνηση στους μυς.

Το **δονητικό μασάζ** ενισχύει τα αποτελέσματα των κρουστικών κυμάτων:

- ✓ Μεταβολική διέγερση
- ✓ Εξάλειψη άχρηστων/κακών ουσιών
- ✓ Αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος
- ✓ Ενίσχυση μυϊκού τόνου
- ✓ Αίσθηση ευεξίας



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

➤ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

8-12 συνεδρίες μέσα στις 3 πρώτες εβδομάδες. Έπειτα 1 συνεδρία κάθε εβδομάδα.

➤ ΣΥΣΦΙΞΗ

1 συνεδρία κάθε εβδομάδα.
Συνολικά 6-8 συνεδρίες.

➤ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

1 συνεδρία κάθε εβδομάδα.
Συνολικά 5-8 συνεδρίες.

3 μήνες μετά τη θεραπεία, ο ιστός θα συνεχίσει να βελτιώνεται και το δέρμα θα γίνεται πιο μαλακό





VMAT PRO ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



Το **VMAT-pro** επιτρέπει την προσαρμογή της συχνότητας και της πίεσης σε κάθε θεραπεία

HP-AT ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΥΜΑ

Συχνότητα: 1-21 Hz
Πίεση: 0,5-5,0 Bar

HP-V ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ

Συχνότητα: 1-35 Hz
Πίεση: 0,5-5,0 bar





ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



- › Εγκυμοσύνη
- › Καρδιοπάθειες
- › Προβλήματα κυκλοφορικού συστήματος
- › Καρκίνος
- › Προβλήματα ανοσοποιητικού
- › Επιληψία
- › Μεταλλικά χειρουργικά πρόσθετα
- › Οξεία Φλεγμονή
- › Ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά
- › Ακατάλληλο για εφαρμογή σε πληγές
- › Ακατάλληλο για εφαρμογή σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργεία σε μικρότερο διάστημα από ένα χρόνο



VMATPRO

Shockwave for dermocorrection



TERMO SALUD | MEDICAL
& ESTHETIC

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
DERMACON ΕΠΕ: Δελφών 5 & Κηφισίας 15233 Αθήνα, Τ. 210 6777540,
F. 210 6745201, S. www.dermacon.gr, E. dermacon@dermacon.gr